

# Zubehör Analysegeräte

	Artikelbezeichnung	Artikelnummer
	<p><b>Injektionsnadel 0.8 x 10</b>                      Ansaugnadeln für Restsauerstoffmessungen                      0,8 x 10 mm                      (1 VE=12 Stk.)</p>	412219
	<p><b>Nadelschutz für Oxybaby                      (nur für Oxybaby)</b>                      Nadelschutz komplett für Oxybaby</p>	412411
	<p><b>Schlauch Analysegerät (2 Stk.)</b>                      Schlauch komplett mit Luer Lock Anschluss                      (1 VE=2 Stk.)</p>	210071
	<p><b>Filter Feuchtigkeit (5 Stk.)                      (nur für AtmoCheck)</b>                      Filter für Schutz vor Feuchtigkeit                      (1 VE=5 Stk.)</p> <p>Wir empfehlen den Filter                      1 bis 2x monatlich zu erneuern!</p>	210070
	<p><b>Filter Analysegeräte (Rot/15 Stk.)                      (nur für Oxybaby)</b>                      Filter für Ansaugnadel Analysegerät                      (1 VE=15 Stk.)</p> <p>Wir empfehlen den Filter                      1x wöchentlich zu erneuern!</p>	210068
	<p><b>Filter Analysegeräte (Rot/50 Stk.)                      (nur für Oxybaby)</b>                      Filter für Ansaugnadel Analysegerät                      (1 VE=50 Stk.)</p> <p>Wir empfehlen den Filter                      1x wöchentlich zu erneuern!</p>	210069
	<p><b>Moosgummiplättchen (13 Stk.)</b>                      Moosgummiplättchen für stichprobenartige Restsauerstoff Messungen                      12 x 12 mm, eins. selbstklebend                      13 Streifen á 40 Stk.                      (1 VE=520 Stk.)</p>	210072